### Bài 6 BÀI THỰC HÀNH 1: TÍNH AXIT – BAZO. PHẢN ƯNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI .

# I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Mục đích, cách tiến hành và kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm:

- Tác dụng của các dung dịch HCl, CH<sub>3</sub>COOH, NaOH, NH<sub>3</sub> với chất chỉ thị màu.
- Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li: AgNO<sub>3</sub> với NaCl, HCl với NaHCO<sub>3</sub>, CH<sub>3</sub>COOH với NaOH.
- 2. Kĩ năng
- Sử dụng dụng cụ, hoá chất để tiến hành được thành công, an toàn các thí nghiệm trên.
- Quan sát hiện tượng thí nghiệm, giải thích và rút ra nhận xét.
- Viết tường trình thí nghiệm.
- 3. Thái độ
- Có ý thức bảo vệ môi trường khi sử dụng hóa chất
- 4. Năng lực hướng tới
  - Năng lực ngôn ngữ
  - Năng lực giải quyết vấn đề

#### II. PHƯƠNG PHÁP:

- Phương pháp đàm thoại gợi mở.
- Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề.

## III. CHUẨN BỊ:

GV: Chuẩn bị dd phenolphtalein, NaOH (0,1M), HCl (0,1M), CH<sub>3</sub>COOH 0,1M, NH<sub>3</sub> 0,1M; CaCl<sub>2</sub> đặc; Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>đặc; giấy pH (chất chỉ thị vạn năng). HS: Chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

### IV. TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC:

- 1. Ôn định tổ chức lớp:
- 2.Kiểm tra bài cũ: (Kiểm tra sự chuẩn bị của HS và GV)
- 3. Nội dung: Trên lí thuyết mà các em đã học hãy tiến hành làm các thí nghiệm sau:

Hoạt động của GV và HS	Nội dung cần đạt		
GV: Hướng dẫn HS các thao tác	Thí nghiệm 1. Tính axit – bazơ (15 phút)		
của từng TN như:	a) Màu của giấy chỉ thị có pH = 1		
+ Rót chất lỏng vào ống nghiệm	b) Dung dịch NH <sub>4</sub> Cl 0,1 M: ở khoảng pH		
+ Nhỏ giọt chất lỏng vào ống	=2,37		
nghiệm bằng công tơ hút	Dung dịch CH <sub>3</sub> COONa 0,1 M: ở khoảng		
+ Nhỏ giọt chất lỏng lên giấy chỉ	pH = 11,63		
thị bằng công tơ hút	Dung dịch NaOH 0,1 M: có pH = 13		
+ Lắc ống nghiệm	Thí nghiệm 2. (20 phút) Phản ứng trao		

+ Gạn chất lỏng ra khỏi ống nghiệm để giữ lại kết tủa đổi ion trong dung dịch các chất điện li

a) Hiện tượng: Có vẫn đục CaCO<sub>3</sub>: Giải thích: Ca<sup>2+</sup> + CO<sub>3</sub><sup>2-</sup> → CaCO<sub>3</sub> ↓

b) Kết tủa tan ra làm dung dịch trong dần và có các bọt khí bay lên:

 $CaCO_3 + 2H^+ \rightarrow Ca^{2+} + CO_2 \uparrow + H_2O$ 

c) Hiện tượng:

Dung dịch chuyển màu hồng

=>Dung dịch mất màu hồng:

Giải thích:

 $H^+ + OH^-$ ANKIN  $H_2O$ 

- 4.GV hướng dẫn HS:
- Viết bài tường trình
- Yêu cầu HS đọn hóa chất và vệ sinh phòng học.
- 5. GV hướng dẫn HS về nhà:

Ôn tập chương chuẩn bị cho bài kiểm tra một tiết.